

Made in France



HORIZON[®]
P5

Concentrateur d'Oxygène Portable

Horizon[®] offre une gamme de concentrateurs d'oxygène de haute qualité et fiables, conçus pour les patients sous oxygénothérapie qui souhaitent conserver leur liberté.

Connectivité Bluetooth

Haute pureté d'O₂

Léger et intuitif

SCALEO
MEDICAL

AVANTAGES

LÉGER ET
COMPACT



20 RÉGLAGES POUR
UN DOSAGE PRÉCIS
de 0,25 à 5

MAINTENANCE
SIMPLIFIÉE



HORIZON[®]
P5



DISPOSITIF
GARANTI 3 ANS**

CONNECTIVITÉ
BLUETOOTH*



BATTERIE
LONGUE DURÉE

* SI ACTIVÉ ** BATTERIE, CHARGEUR ET COLONNES GARANTIES 1 AN

Le pack HORIZON[®]
P5 comprend :

- Le concentrateur portable Horizon[®] P5
- Une batterie simple ou double
- Une sacoche
- Une alimentation AC/DC 100-240 V, 50-60 Hz
- Le Guide Quick Start *non visible sur l'image*



Utilisation intensive



Développé et fabriqué en France

ACCESSIBILITÉ



Simple et intuitif



Haute pureté
d'oxygène



Accès facile aux filtres



Chargement et
accès maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions l x p x h	216 x 84 x 215 mm*
Poids	2.4 kg
Niveau sonore	44 dB en position 2
Pureté de l'oxygène	> 87 %
Mode opérationnel	Mode pulsé
Réglage débit O ₂	20 réglages (de 0,25 à 5)
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 7 heures**

Consommation d'énergie	85 W
Alimentation	100 - 240 VAC / 50 HZ 60 HZ
Tolérance environnementale	Temperature +5 to +40°C Humidité Relative : 95 %
Tolérance de stockage	Temperature : -25 to +70°C Humidité Relative : 0 % - 95 %
Temps opérationnel	24/7

*avec batterie simple
**en consigne 1 et avec la batterie double

SCALEO
M E D I C A L

Développé et fabriqué par
SCALEO Medical - 107 rue Joe Dassin, Parc 2000 - 34 080 Montpellier - France
Tel. 04 67 72 94 86 - Fax 04 99 74 01 79
www.scaleomedical.com - info.fr@scaleomedical.com



0459