

## B-Life

### Insufflateur manuel en silicone



Insufflateur adulte réutilisable en silicone pour la ventilation manuelle équipé de masque T5 et poche réserve d'oxygène.

#### Caractéristiques spécifiques

Matériaux de fabrication résistant pour garantir une haute performance d'utilisation et durabilité  
 Parfaite adhérence à la main du médecin réanimateur  
 Indication ADULT et REUSABLE marquée sur le dispositif pour limiter les applications non adéquates  
 Standard de connexion ISO 15/22 mm  
 Possibilité d'enrichissement en oxygène  
 Faible encombrement pour simplifier le stockage  
 Sans Latex

#### Accessoires de série

BG03091A	Poche réserve oxygène
EV50011C	EVX 11 Valve de surpression et anti-retour
RM20405A	Masque facial T5

#### Accessori in option

OX20131A	OXX30 tubulure oxygène 10 unités
BG02001A	Laxan sac de transport transparent

#### Données techniques

Matériaux	Silicone, PVC médicale, PC
Volume insufflateur	1600 ml
Volume poche réserve O2	2500 ml
Volume pour chaque compression	770 ml avec 1 min 900 ml avec 2 mains
Valve de surpression (avec poche réserve oxygène)	60 cmH <sub>2</sub> O
Concentration maximale d'oxygène	95%
Rythme maximal de ré expansion	45 bpm
Poids total	485 ±10 g

DM marqué CE selon la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE INSUFFLATEUR ADULTE EN SILICONE COMPLET  
**BG03027A**



Identifiant d'enregistrement 23763

Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)