

VAQUEZ LAUBRY HOPITAL BRASSARD SANGLES, ADULTE, MARINE SPENGLER

Réf. DSP518612



CE
0459



VAQUEZ LAUBRY HOPITAL BRASSARD SANGLES, ADULTE, MARINE SPENGLER



Réf. DSP518612

Le tensiomètre manobrassard du milieu hospitalier

MANOMÈTRE :

Support de manomètre : En croûte de cuir

Boîtier métal : Matériau indéformable, anti-corrosion, résistant aux chocs.

Conforme à la norme EN ISO 81060 à 6.4. (6 chutes libres d'une hauteur de 1 m).

Protection optimale du mécanisme ; Protège-manomètre en PVC.

Cadran : diam. 60 mm

Graduations/aiguille : Mesures lisibles sous tous les angles.

Echelle de mesure dilatée = précision augmentée.

Mécanisme : Haute précision ; Ensemble indissociable ; Protégé contre les chocs par une structure à deux étages.

BRASSARD

En polycoton indéformable, lavable à 30-40° C.

Fermeture velcro ou à double sangles.

Tailles disponibles : large adulte, adulte et enfant

Poche gonflable ; Double tubulure.

Poche en caoutchouc "haute résistance". Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure correcte de la tension.

POIRE DE GONFLAGE

Modèle "standard" de Spengler.

Volume et forme adaptés à toutes les mains.

ROBINET DE DÉCOMPRESSION Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.

Attention : Appareil de mesure. Précision et étanchéité à contrôler tous les 2 ans.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008598

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,700

Poids conditionnement (kg) : 0,700

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



07/01/2021 21:51 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSP518612

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.