

Miroir de Clar LED Spengler



Description :

- **Miroir De Clar Spengler** permet un éclairage par réflexion et offre une lumière proche de la lumière naturelle. Grâce au miroir, les professionnels de la santé peuvent présenter un diagnostic médical de qualité. Le produit garantit une bonne visibilité, ainsi qu'une liberté dans les mouvements.
- **La technologie LED** présente de multiples avantages. Avec le miroir de Clar Spengler, le professionnel de la santé aura droit à une lumière blanche, puissante et homogène, réduisant l'émission de la chaleur.
- **La lampe frontale** est facile d'utilisation, avec interrupteur marche/arrêt et le miroir se nettoie facilement, à l'aide d'une lingette désinfectante.

- **Le bandeau serre-tête** métallique est plastifié et souple. Il se fixe facilement et le miroir peut être réglé en hauteur et en inclinaison.
- Il est **livré avec une trousse** de nylon de coloris noir lavable, à fermeture éclair, laquelle comporte 2 anses et une pochette filet à l'intérieur.

Caractéristiques :

Miroir :

- Eclairage indirect par miroir réfléchissant.
- Ampoule LED 3.5 Volts
- Miroir en métal Ø 100 mm
- Intensité lumineuse à 20 cm, précision +/- 5%

Bandeau :

- Bandeau métal plastifié souple avec ressort en acier inoxydable.
- Ajustable entre 17.5 et 22 cm

Alimentation :

- Boîtier-piles en ABS
- Fonctionne avec 2 piles CR123 (lithium)