

## Fauteuil Roulant Electrique Confort

---



- L'accoudoir peut être levé.
- Le dossier peut être plié.
- Roues arrière pneumatiques.
- Croisillons doubles.
- Repose-pieds amovible.
- Contrôleur 360°.



## **Ste BEST SANTE**

**Code TVA: 1581490W/B/M/000**

**RIB AMEN BANQUE: 07 096 0154101100819 63**

### **Description :**

Il s'agit d'un fauteuil roulant à moteur à batterie haute puissance.

Le fauteuil roulant électrique est conçu de manière ergonomique.

Inclinaison du dossier de 8 degrés, le siège approfondi de 6 cm, les points d'appui du poids corporel, dispersés sur la cuisse, les fesses, le dos trois points d'appui uniformément répartis.

Le véhicule est facile à plier, n'occupe pas d'espace et est facile à réaliser.

Mode manuel et électrique à deux conversions, ne vous inquiétez pas que la batterie ne soit pas alimentée.

### **Détails du produit:**

1. Le contrôleur universel entièrement intelligent, les puces britanniques importées, peut être ajusté à l'avant et à l'arrière en fonction des besoins de l'utilisateur. 0 défaut passé 1 million de tests de fatigue. Il est facile à utiliser, stable et fiable.
2. Moteurs doubles de 500 W en cuivre pur à 100 %, une telle puissance permet au fauteuil roulant de s'adapter à diverses routes complexes. La forte capacité d'escalade rend le voyage pratique et sûr.
3. Batterie Chaowei de grande capacité de 3,12 AH, peut être retirée pour une charge indépendante, facile à utiliser.
4. Pneus combinés manuels/électriques, les deux roues arrière sont équipées de mains courantes. Lorsque la batterie est déchargée ou ne veut pas utiliser d'électricité, elle peut être transformée en mode manuel, plus confortable et pratique.
5. Renforcement des tubes en acier, dont la stabilité est 2 fois supérieure à celle des fauteuils roulants ordinaires.
6. Les rouleaux de support anti-renversement empêchent efficacement le dos de glisser lors de la montée, ce qui améliore la sécurité.

Adresse : Route Menzel Chaker K 4.5 SFAX ; TEL : 28 418 268

Email: [direction.bsante@gmail.com](mailto:direction.bsante@gmail.com) ; Site web: <https://bestsante.com.tn>

## Ste BEST SANTE

Code TVA: 1581490W/B/M/000

RIB AMEN BANQUE: 07 096 0154101100819 63

7. Les roues avant flexibles rendent le fonctionnement très fluide sans bosse. Les grandes roues arrière à suspension de 22 » conviennent à toutes sortes de routes, comme l'herbe, les routes non revêtues, les routes de gravier, etc.

8. Seulement 10 secondes pour se plier complètement pour un gain de place et un transport pratique.

### Spécification de produit:

<b>Description des biens</b>	<b>Fauteuil roulant électrique intelligent</b>	<b>Modèle</b>	<b>LK-806A-22</b>
<b>Lieu d'origine</b>	<b>TIANJIN LINKANG</b>	<b>Longueur totale</b>	<b>118cm</b>
<b>APPROPRIÉ</b>	<b>Personnes âgées et handicapées</b>	<b>Hauteur totale</b>	<b>93cm</b>
<b>Puissance du moteur</b>	<b>250W*2</b>	<b>Largeur totale</b>	<b>68cm</b>
<b>Capacité de la batterie</b>	<b>24 V* 12A h Marque CHAOWEI</b>	<b>Largeur d'assise</b>	<b>45cm</b>
<b>Distance de conduite</b>	<b>20 km</b>	<b>Profondeur de mer</b>	<b>43cm</b>
<b>Capacité d'escalade</b>	<b>≤13°</b>	<b>Largeur pliée</b>	<b>40cm</b>
<b>La rapidité</b>	<b>0-6km/h cinq équipes disponibles</b>	<b>NO</b>	<b>43kg</b>
<b>Taille des roues</b>	<b>Avant : 8 » Arrière : 22 »</b>	<b>Poids de la batterie</b>	<b>9 kg</b>
<b>Temps de charge:</b>	<b>6 heures</b>	<b>Capacité de poids</b>	<b>120kg</b>
<b>Taille des cartons :</b>	<b>83cm*39cm*76cm</b>	<b>Rayon de braquage :</b>	<b>760mm</b>

Adresse : Route Menzel Chaker K 4.5 SFAX ; TEL : 28 418 268

Email: [direction.bsante@gmail.com](mailto:direction.bsante@gmail.com) ; Site web: <https://bestsante.com.tn>