

GLOBUS ELITE 150

L'électrostimulateur Ultra complet et polyvalent !

Un appareil équipé de programmes pour le sport, le fitness et la rééducation.

Lutter contre la douleur avec des programmes TENS de type gate control ou endorphines

- Sculpter son corps pour la beauté et la santé
- Récupérer une musculature tonique et efficace
- Préparation au sport et récupération active

Pour vous, Globus a conçu cet ELITE 150 à 4 canaux afin que vous puissiez favoriser l'électrostimulation sur toutes les zones à traiter en un minimum de temps.

Le réglage individuel de l'intensité de chacun des canaux permet d'ajuster comme vous le souhaitez le traitement.

150 Programmes "réels" pour 6 types d'applications :

31 programmes Sport
32 programmes Fitness et Forme Physique
36 programmes Beauté et Esthétique
3 programmes Réhabilitation
12 programmes Douleur Tens
36 Serial Sequential Stimulation "3S"

DONNEES TECHNIQUES :

- 4 canaux indépendants (jusqu'à 8 électrodes)
- Fréquence 0,3 – 150 Hz
- Intensité 120 mA par canal
- Amplitude d'impulsion: 40 – 450 ms
- Forme d'onde: rectangulaire, bi phasique, symétrique, compensée
- Alimentation : batterie rechargeable
- Dispositif en classe II A
- Conforme à la directive 93/42/CEE 2007/47/CEE
- Contre-indications : Pour les personnes portant un pacemaker ou un défibrillateur, souffrant de thrombose veineuse ou de phlébite ou suivant un traitement anticoagulant. Consultez votre médecin avant toute utilisation.



Le pack contient

1 Electrostimulateur Elite 150

1 Trousse de transport

1 Chargeur de batterie

2 Câbles pour la connexion des électrodes

1 Sachet d'électrodes 50x 50 mm

1 Sachet d'électrodes 50x100 mm

1 Manuel d'utilisation