

Fauteuil Roulant IMC (Enfant/junior/Adulte)



Paramètres principaux :

Modèles	FS958LBHP-32	FS958LBCGPY-38	FS958LBCGPY-44
Hauteur totale	115 cm	115 cm	115 cm
Largeur totale	48 cm	49 cm	55 cm
Hauteur du siège	50 cm	50 cm	50 cm
Largeur du siège	32 cm	34 cm	41 cm
Profondeur du siège	35 cm	36 cm	40 cm
Hauteur du dossier	42 cm	42 cm	46 cm
Ø roulettes avant	15 cm	15 cm	15 cm
Ø roues arrière	40 cm	40 cm	40 cm
Poids net	21.4 kg	22 kg	22.6 kg
Poids max autorisé	75 kg	75 kg	100 kg

Modèles :

FS 958LBHP-32 (Enfant)
FS 958 LBCGPY-38 (Junior)
FS 958 LBCGPY-44 (Adulte)

Caractéristiques du fauteuil

- Produit en aluminium
- Angle du siège & dossier ajustables (siège & dossier inclinables par 4 verins à pression)
- Accoudoirs détachables et réglable en hauteur
- Reposes pieds détachables et réglables en hauteur
- Roulettes avant pleines et solides
- Roues arrière MAG en PU (Polyuréthane) avec frein en aluminium
- Freinage à main (pour le modèle enfant FS958LBHP) avec verrouillage des roues arrière
- Protège vêtements
- Roulettes anti-bascule réglables
- Double ceinture de sécurité
- Ceinture pour maintenir les jambes
- Appui-mollets