

# Little Anne QCPR



## Les premiers témoins sauvent des vies

### QCPR maintenant disponible sur Little Anne

Une évaluation basée sur l'observation des élèves pratiquant la RCP peut être difficile. La nouvelle Little Anne inclut les mesures et le débriefing avec la technologie QCPR. Ainsi, l'instructeur a l'assurance d'une parfaite objectivité sur la qualité de la RCP. Tout est dans la paume de la main.

Tous les mannequins Little Anne peuvent être mis à niveau avec la technologie QCPR, permettant ainsi :

- Un feedback en temps réel sur les compressions et les ventilations
- Un résumé sur la performance avec un score global et des suggestions pour l'amélioration
- Une vue détaillée des relâchements de compressions, de leur taux et leur amplitude, le volume des insufflations, le nombre de compressions/ventilations/cycles.

La technologie QCPR est reconnue comme étant intuitive et efficace pour la pratique et l'amélioration de la qualité de la réanimation cardio pulmonaire – pour aider à sauver davantage de vies.



**Laerdal**  
helping save lives

## Application QCPR Instructeur



### Pourquoi ?

- Ciblé sur la qualité de la formation à la RCP.
- La formation à la RCP est facilitée.
- Une bonne qualité de RCP est fortement associée à une amélioration de la survie en cas d'arrêt cardiaque.
- La mesure objective de la performance est plaisante et engageante.
- Little Anne QCPR est facile, puissant et abordable pour mesurer et améliorer la formation à la RCP.

### Comment ?

Permet au formateur :

- D'identifier rapidement ceux qui nécessitent plus de soutien.
- D'apporter des instructions précises et sur mesure.
- De délivrer une évaluation objective et un feedback informatif.
- D'assurer une pratique substantielle afin d'acquérir les compétences pour une RCP de qualité.

### Quoi?

- Un feedback QCPR sur la performance individuelle.
- Feedback sommatif en temps réel disponible sur tablette et téléviseur/moniteur pour jusqu'à six mannequins simultanément.

## Application QCPR Apprenant



QCPR Learner app  
QCPR Instructor app



QCPR Learner app



**Laerdal**  
helping save lives

Pour plus d'informations, visitez [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)